



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29.07.2014

№ 1177

Об утверждении технологических карт на проведение стерилизации бикса паровым методом

В целях выравнивания стоимости одноименных платных медицинских услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Рязанской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1 Технологическую карту «Стерилизация бикса паровым методом (изделия из коррозионного металла, изделий из текстильных материалов) стерилизатором ГК 100-3» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Технологическую карту «Стерилизация бикса паровым методом (изделия из резины, латекса и отдельных полимерных материалов (полиэтилен высокой плотности) стерилизатором ВК 75» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области:

- при использовании стерилизатора ГК 100-3 проводить оказание платной медицинской услуги согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- при использовании стерилизатора ВК 75 проводить оказание платной медицинской услуги согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением платных медицинских услуг «Стерилизация бикса паровым методом (изделия из коррозионного металла, изделий из текстильных материалов) стерилизатором ГК 100-3» и «Стерилизация бикса паровым методом (изделия из резины, латекса и отдельных полимерных материалов (полиэтилен высокой плотности) стерилизатором ВК 75» возложить на заместителя министра Митина О.В.

Министр здравоохранения

Л.Н. Тюрина

Вх в 1332
20.07.14

Приложение № 1
к приказу Минздрава Рязанской области
от 29.07.2014 № 1177

Технологическая карта

Стерилизация бикса паровым методом (изделия из коррозионного металла, изделий из текстильных материалов)
(наименование процедуры)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнители		используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малочное оборудование и инструмент			Перечень нормативных документов
		Наименование	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование	Время работы (мин.)	Наименование	Кол-во на 1 процедуру (грамм, штук), указать	Сроки использования инвентаря (нормативные)	
	Процесс стерилизации бикса паровым методом, в том числе:	мед. сестра	70	стерилизатор	90	лез. средство	50 гр.	одномоментно	1. Приказ Минздрава СССР от 10.06.1985г. № 770 "О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы" 2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
		санитарка	20	ГК 100-3		Никополлид			
1.	Подготовка автоклавной и автоклава к работе,набор воды					индикатор мед. ВИНАР ИС 132	5 шт.	одномоментно	
2.	Нагрев автоклава								
3.	Прогрев камеры								
4.	Закладка бикса								
5.	Продувка								
6.	Нагрев автоклава (набор давления)								
7.	Процесс стерилизации								
8.	Подсушка								
9.	Выход из вакуума								
10.	Подготовка и уборка в комнате для хранения стерильного								
11.	Кварцевание в комнате хранения стерильного								
12.	Выкладка биксов на стерильные столы								
13.	Маркировка даты стерилизации								

Приложение № 2
к приказу Минздрава Рязанской области
от 29.07.2014 № 1177

Технологическая карта

Стерилизация бикса паровым методом (изделия из резины, латекса и отдельных полимерных материалов(полиэтилен высокой ПЛОТНОСТИ))

(наименование процедуры)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнители		используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и инструмент			Перечень нормативных документов
		Наименование	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование	Время работы (мин.)	Наименование	Кол-во на 1 процедуру (грамм, штук), указать	Сроки использования инструментария (нормативные)	
	Процесс стерилизации бикса паровым методом, в том числе:	мед. сестра	90	стерилизатор ВК 75	110	дез. средство Никополицид	50 гр.	одномоментно	<p>1. Приказ Минздрава СССР от 10.06.1985г. № 770 "О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы"</p> <p>2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"</p>
1.	Подготовка автоклавной и автоклава к работе,набор воды	санитарка	20			ВИНАР ИС 120	5 шт.	одномоментно	
2.	Нагрев автоклава								
3.	Прогрев камеры								
4.	Закладка бикса								
5.	Продувка								
6.	Нагрев автоклава (набор давления)								
7.	Процесс стерилизации								
8.	Подготовка и уборка в комнате для хранения стерильного								
9.	Кварцевание в комнате хранения стерильного								
10.	Выкладка биксов на стерильные стеллажи								
11.	Маркировка даты стерилизации								